

血钾(K)含量(酶法)检测试剂盒

微板法 96 样

产 品 简 介:

通过钾依赖性丙酮酸激酶催化底物磷酸烯醇式丙酮酸 (PEP) 的酶动力学反应检测钾, 其产物丙酮酸盐在乳酸脱氢酶(LDH)作用下与 NADH 反应生成辅酶 I (NAD^+), 其在 340nm 的吸光值下降与钾浓度呈比例。

所 需 的 仪 器 和 用 品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。